

## HLA27F Fenotip HLA B-27



<b>Secció:</b>	Citometria
<b>Mètode:</b>	Citometria de flux
<b>Tipus mostra:</b>	Sang
<b>Quantitat mostra:</b>	3 mL
<b>Contenedor:</b>	T. LILA EDTA 3 mL
<b>Termini de lliurament:</b>	3 dies

**Observacions:** El fenotipat de HLA-B27 per citometria de flux es considera una prova de cribatge, per haver-se descrit la possibilitat de falsos positius.

Els estudis amb un resultat positiu o dubtós es confirmen amb l'estudi molecular del genotip.