

CREAOR Creatinina (Orina)



Secció:	Bioquímica
Mètode:	Espectrometria absorció molec. Mètode Jaffé comp.
Tipus mostra:	Orina
Quantitat mostra:	200 µL
Contenedor:	T. ORINA
Termini de lliurament:	2 dies

Valors de referència:

Dona

> 0 Anys 2.47 - 19.2 (mmol/L) 27.94 - 217.15 (mg/dL)

Home

> 0 Anys 3.45 - 22.9 (mmol/L) 39.02 - 259.00 (mg/dL)