


INP75G Insulina post 75g Glucosa (FC20)



Secció:	Proves funcionals
Mètode:	(després de 75 g de glucosa p.o.)
Tipus mostra:	Sèrum Plasma
Contenedor:	T. VERMELL 10 mL T. GRIS Fluorur EDTA
Termini de lliurament:	7 dies

Proves relacionades

ID
Ficha

T. GRIS Fluorur EDTA

Glucosa 0 min (Plasma)--
 Glucosa 30 min (Plasma)--
 Glucosa 60 min (Plasma)--
 Glucosa 90 min (Plasma)--
 Glucosa 120 min (Plasma)--
 Glucosa 150 min (Plasma)--
 Glucosa 180 min (Plasma)--
 Glucosa 210 min (Plasma)--
 Glucosa 240 min (Plasma)--
 Glucosa 270 min (Plasma)--
 Glucosa 300 min (Plasma)--
 Glucosa 330 min (Plasma)--
 Glucosa 360 min (Plasma)--

T. VERMELL SÈRUM 10 mL

Insulina 0 min (Sèrum)--
 Insulina 30 min (Sèrum)--
 Insulina 60 min (Sèrum)--
 Insulina 90 min (Sèrum)--
 Insulina 120 min (Sèrum)--
 Insulina 150 min (Sèrum)--

Insulina 180 min (Sèrum)--
Insulina 210 min (Sèrum)--
Insulina 240 min (Sèrum)--
Insulina 270 min (Sèrum)--
Insulina 300 min (Sèrum)--
Insulina 330 min (Sèrum)--
Insulina 360 min (Sèrum)--