

PRENVC Cariotip Prenatal (Velloositats Corials)



Secció:	Genètica
Mètode:	Cultiu cel·lular + Anàlisi microscòpica
Tipus mostra:	Cèl·lules de les vellositats coriòniques
Contenedor:	TUB / CONTENIDOR CITOGENETICA PRENATAL
Termini de lliurament:	15 dies

Observacions:

No és possible detectar, mitjançant citogenètica convencional, alteracions de mida inferior a 5-10 Mb, així com mosaics de baix grau, o anomalies degudes a disomia uniparental. S'assumeix que no existeix contaminació de la mostra per cèl·lules d'origen matern. És possible una interpretació inadequada del cariotip fetal, degut al fenomen de mosaïcisme confinat a placenta, que afecta entre el 0.03 i el 2% de les gestacions. No s'inclouen a l'informe els heteromorfismes sense efecte fenotípic conegut.