

PRENRA Cariotip Prenatal (Restes Abortives)



Secció:	Genètica
Mètode:	Cultiu cel·lular + Anàlisi microscòpica
Tipus mostra:	Altres
Contenedor:	TUB / CONTENIDOR CITOGENETICA PRENATAL
Termini de lliurament:	30 dies

Informació prova: S'assumeix que no existeix contaminació de la mostra per cèl·lules d'origen matern. No és possible detectar, mitjançant citogenètica convencional, alteracions de mida inferior a 5-10 Mb, així com mosaics de baix grau, o anomalies degudes a disomia uniparental. No s'inclouen a l'informe els heteromorfismes sense efecte fenotípic conegut.