

## POSTCO Cariotip postnatal constitucional (Sang perifèrica)



<b>Secció:</b>	Genètica
<b>Mètode:</b>	Cultiu cel·lular + Anàlisi microscòpica
<b>Tipus mostra:</b>	Plasma
<b>Quantitat mostra:</b>	1 mL
<b>Contenedor:</b>	T.VERD HEP. Na 4 mL
<b>Termini de lliurament:</b>	30 dies

**Observacions:** No és possible detectar, mitjançant citogenètica convencional, alteracions de mida inferior a 5-10 Mb, així com mosaics de baix grau, o anomalies degudes a disomia uniparental. No s'inclouen a l'informe els heteromorfismes sense efecte fenotípic conegut.