

MADPFE Maduració pulmonar fetal



Secció:	Bioquímica
Mètode:	Comptatge cel·lular quantitatiu automàtic
Tipus mostra:	Líquids
Quantitat mostra:	5 mL Líquid amniòtic
Contenedor:	TUB ESTERIL SENSE GEL
Termini de lliurament:	3 dies
Valors de referència:	Valoració maduresa pulmonar fetal (FLM): FLM probable: >32.000 comptes/ μ L Interval Límit: 23.000 - 32.000 comptes/ μ L FLM improbable: <23.000 comptes/ μ L
Motius rebuig:	Indicar setmanes de gestació
Sinònims:	Cossos lamel·lars