


SUBPPL Substància P



Secció:	Bioquímica
Mètode:	Enzimoimmunoanàlisi
Tipus mostra:	Sang
Quantitat mostra:	5 mL
Contenedor:	EDTA TRASYLOL FRED
Termini de lliurament:	17 dies

Observacions:

- Extreure 5 mL de sang total en un tub de EDTA-K3 fred, amb 250 KIU de Trasylof (Aprotinina).
- Mesclar, Centrifugar a 4 °C.
- Separar el plasma i congelar-lo immediatament.

Motius rebuig:

- L'extracció ha de ser en fred
- Contactar prèviament amb el laboratori.

Sinònims: Pèptid P