

## SOFE1Q Sang en Femta (3 mostres)



|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Secció:</b>                | Femta   |
| <b>Mètode:</b>                | Immunoturbidimetria   |
| <b>Tipus mostra:</b>          | Femta   |
| <b>Contenedor:</b>            | SOF   |
| <b>Termini de lliurament:</b> | 3 dies  |
| <b>Observacions:</b>          | No és necessari suprimir tractament amb ferro, ni restringir cap tipus d'aliment. |