


## ESCRIO Estudi de Crioglobulines



37°C

<b>Secció:</b>	Immunoquímica
<b>Mètode:</b>	Manual
<b>Tipus mostra:</b>	Sèrum
<b>Quantitat mostra:</b>	2 Contenedors
<b>Contenedor:</b>	TUB NEUTRE (SENSE ADDITIUS)
<b>Termini de lliurament:</b>	10 dies
<b>Motius rebuig:</b>	Extracció a 37 °c
<b>Observacions:</b>	Derivar l'extracció a Consultes Externes.En cas de dubte consulteu al laboratori.