

OSTEOC Osteocalcina



Secció:	Hormones
Mètode:	Immunoluminiscència
Tipus mostra:	Sèrum
Quantitat mostra:	1 mL
Contenedor:	TUB SERUM FRED
Termini de lliurament:	9 dies
Límits de referència:	Homes de 18 - 29 anys: 24.0 - 70.0 ng/mL Homes de 30 - 70 anys: 14.0 - 46.0 ng/mL Dones: 11.0 - 43.0 ng/mL Dones menopàusiques: 15.0 - 46.0 ng/mL
Motius rebuig:	Extracció en fred