


CARBOX Carboxihemoglobina (sang)



Secció:	Gasos
Mètode:	Cooximetria
Tipus mostra:	Sang
Quantitat mostra:	1 mL
Contenedor:	XERINGA GASOMETRIA ARTERIAL
Termini de lliurament:	2 dies
Valors de referència:	No exposats (no fumador): fins a 3,0% No exposats (fumadors): fins a 10,0% V.L.B. (Valor Límit Biològic FJL) segons I.N.S.H.T. Per a monòxid de carboni: 3,5%
Motius rebuig:	Atenció! A les mostres procedents de Hospital i Consulta externa tant de HUMT com de CST, a més del resultat de la carboxihemoglobina, s'informa el resultat de la gasometria, per tant la mostra ha de ser sang arterial i s'ha de portar amb xeringa.